

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nans Pour Wb, Elisa - Q9Nr45

Numéro d'article: CM0028766



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la NANS humaine, produit contre une protéine recombinante correspondant aux acides aminés 260-359. Convient aux applications Western blot et ELISA. Idéal pour l'étude du métabolisme de l'acide sialique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-NANS
Remarques/Alias	SAS; SEMDG; SEMDCG; HEL-S-100; NANS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54187
GeneID	54187
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 260-359 de la NANS humaine (NP_061819.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NR45
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace