

Anticorps Monoclonal Anti-Nap1L1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P55209

Numéro d'article: CM0011995



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-NAP1L1 validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Reconnaît le NAP1L1 humain, souris et rat, une chaperonne d'histone dans l'assemblage des nucléosomes, la réparation de l'ADN et la neurogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NAP1L1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	NRP; NAP1; NAP1L; NAP1L1
Espèce	Humain
GeneID	4673
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
WB, IF/ICC, ELISA	
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55209
Poids Protéique	45kDa
Expédition	Sac de glace