

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nap1L5 Pour Wb Et Elisa - Q96Nt1

Numéro d'article: CM0023690

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin NAP1L5 validé pour WB et ELISA, réactif avec l'humain et la souris. Idéal pour l'étude de la fonction de chaperon d'histone, de l'assemblage des nucléosomes et de la dynamique de la chromatine spécifique au cerveau.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NAP1L5 Lapin pAb
Remarques/Alias	DRLM; NAP1L5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	266812
GeneID	266812
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-120 de NAP1L5 humain (NP_715638.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96NT1
Poids de la Protéine	20kDa
Expédition	Sac de glace