

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Napb Pour Wb, Elisa - Q9H115

Numéro d'article: CM0022761

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la NAPB humaine (SNAP-BETA), validé pour WB et ELISA. Adapté à l'étude du transport vésiculaire entre le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi et des troubles neurodéveloppementaux associés sur des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NAPB Rabbit pAb
Remarques / Alias	SNAPB; DEE107; SNAP-BETA; NAPB
Espèce	Humaine
GeneID	63908
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 50 de la NAPB humaine (NP_071363.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H115
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac isotherme