

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Napg (Gammasnab) Pour Wb Et Elisa - Q99747

Numéro d'article: CM0016854

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre NAPG (GAMMASNAP), validé pour WB et ELISA dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour l'étude du transport vésiculaire du RE vers l'appareil de Golgi.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NAPG Rabbit pAb
Remarques/Alias	GAMMASNAP ; NAPG
Espèce	Humain
ID du gène	8774
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 312 de la NAPG humaine (NP_003817.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q99747
Poids moléculaire	35 kDa
Expédition	Sac de glace