

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Napg Pour Wb Et Elisa - Q99747

Numéro d'article: CM0027963

Introduction

NAPG Rabbit pAb est un anticorps polyclonal dirigé contre la protéine d'attachement NSF soluble gamma, validé pour WB et ELISA, avec une réactivité croisée chez l'Humain, la Souris et le Rat. Convient pour la recherche sur le trafic intracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NAPG Rabbit pAb
Remarques/Alias	GAMMASNAP ; NAPG
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8774
GeneID	8774
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-312 de NAPG humain (NP_003817.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99747
Poids protéique	35 kDa
Expédition	Sac de glace