

Anticorps Polyclonal Anti-Naprt Pour Wb, Elisa - Q6Xqn6

Numéro d'article: CM0018532



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-NAPRT validé pour WB et ELISA ; détecte la NAPRT humaine, murine et de rat, une enzyme cytosolique d'environ 58 kDa catalysant la première étape de la biosynthèse du NAD à partir de l'acide nicotinique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NAPRT Lapin pAb
Remarques/Alias	NAPRT1 ; PP3856 ; NAPRT
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	93100
Identifiant du gène	93100
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 309-538 de NAPRT1 humaine (NP_660202.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6XQN6
Poids protéique	58 kDa
Livraison	Sac de glace