

Anticorps Polyclonal Anti-Napsa Pour Wb, Elisa - O96009

Numéro d'article: CM0019652

Introduction

L'anticorps pAb de lapin anti-NAPSA détecte la napsine-A, une protéase aspartique impliquée dans le traitement du surfactant. Convient pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez le rat. Idéal pour la recherche sur les poumons et les reins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-NAPSA
Remarques/Alias	NAPSA ; KAP ; Kdap ; NAP1 ; NAPA ; SNAPA ; napsine-A
Espèce	Humain
GeneID	9476
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 64-190 de la NAPSA humaine (NP_004842.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	O96009
Poids moléculaire de la protéine	45 kDa
Expédition	Poche de glace