

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nars Pour Wb, Elisa - 043776

Numéro d'article: CM0013639



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin anti-NARS validé pour WB et ELISA contre l'asparagine--tRNA ligase humaine et murine. Cible une enzyme cytoplasmique de 63 kDa essentielle pour la synthèse protéique et la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NARS Rabbit pAb
Remarques/Alias	NARS; ASNRS; NEDMILG; NEDMILEG
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4677
ID du gène	4677
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 309-548 de la NARS humaine (NP_004530.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	043776
Poids de la protéine	63kDa
Expédition	Sac de glace