

Anticorps Polyclonal Anti-Nasp Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P49321

Numéro d'article: CM0027878



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NASP humain (protéine spermatique nucléaire auto-antigénique) validé pour WB, IHC-P et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient à l'étude des réseaux de chaperons d'histones et de la réplication de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NASP Lapin pAb
Remarques/Alias	HMDRA1; FLB7527; PRO1999; NASP
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4678
ID de gène	4678
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 180-449 du NASP humain (NP_689511.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49321
Poids moléculaire	85kDa
Expédition	Sac de glace