

## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Nat1 Pour If/Cci, Elisa - P18440

Numéro d'article: CM0002913



### Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-NAT1 haute spécificité validé pour IF/CCI et ELISA. Réagit de façon croisée avec NAT1 humain, de souris et de rat (34 kDa). Idéal pour les études de recherche sur le métabolisme médicamenteux, la pharmacogénomique et le cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | NAT1 Rabbit mAb                                                                                                  |
| Remarques / Alias    | AAC1 ; MNAT ; NATI ; NAT-1 ; NAT1                                                                                |
| Espèce               | Humain                                                                                                           |
| GeneID (Humain)      | 9                                                                                                                |
| Immunogène           | Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de NAT1 humain (P18440) |
| Source               | Lapin                                                                                                            |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                            |
| Application          | IF/CCI, ELISA                                                                                                    |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                              |
| SWISS                | P18440                                                                                                           |
| Poids de la protéine | 34 kDa                                                                                                           |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                     |