

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Nat10 () Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - Q9H0A0

Numéro d'article: CM0011198



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la NAT10 humaine, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Cible l'ARN acétyltransférase impliquée dans la stabilité des ARNm et la biogenèse des ribosomes. Idéal pour la recherche en DIV et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de lapin anti-NAT10 humaine
Remarques/Alias	ALP ; Kre33 ; NET43
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	55226
GeneID	55226
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 750 à 1025 de la NAT10 humaine (Q9H0A0)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9H0A0
Poids moléculaire de la protéine	116 kDa
Expédition	Poche de glace