

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Nat10 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H0A0

Numéro d'article: CM0003145



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre NAT10 (ARN cytidine acétyltransférase). Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réactivité croisée avec l'homme, la souris, le rat. Idéal pour l'étude de l'acétylation des ARNm et du traitement des ARNr.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NAT10 Rabbit mAb
Remarques / Alias	ALP; Kre33; NET43; NAT10
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	55226
GenelD	55226
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 750-1025 de la protéine NAT10 humaine (Q9H0A0)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H0A0
Poids de la protéine	116kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace