


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Nat10 [Validé Kd] Pour Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9H0A0

Numéro d'article: CM0004693



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé par KD ciblant l'ARN cytidine acétyltransférase humaine NAT10. Adapté pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude des modifications ac4C de l'ARN et de la biogenèse des ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-NAT10 [Validé KD]
Remarques / Alias	ALP; Kre33; NET43
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55226
GeneID	55226
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 676-1025 du NAT10 humain (NP_078938.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H0A0
Poids de la protéine	116 kDa / 107 kDa
Expédition	Sac de glace