

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nat8 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhe5

Numéro d'article: CM0030673

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant NAT8 humain, adapté aux applications WB, IHC-P et ELISA. Démonstre une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'acétylation des protéines, l'apoptose et la détoxification.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	NAT8 Lapin pAb
Remarques/Alias	GLA, CML1, CCNAT, Hcml1, ATase2, TSC501, TSC510, NAT8
Espèce	Humain
ID de gène	9027 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 61-220 de NAT8 humain (Q9UHE5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UHE5
Poids de la protéine	26kDa
Expédition	Sac de glace