

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nat8B (Cml2, Atase1) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhf3

Numéro d'article: CM0028096

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NAT8B de haute qualité, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît le NAT8B (CML2/ATase1) humain, murin, de rat. Idéal pour l'étude de l'acétylation des lysines du RE et la recherche en neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin NAT8B
Remarques/Alias	CML2 ; Hcml2 ; NAT8BP ; NAT8B
Espèce	Humain
GenID	51471
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 75-165 du NAT8B humain (NP_057431.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UHF3
Poids protéique	25kDa
Expédition	Sac de glace