

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nat9 Pour Western Blot Et Elisa - Q9Bte0

Numéro d'article: CM0030690

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le NAT9 humain (alpha/bêta-tubuline-N-acétyltransférase 9), adapté pour le Western Blot et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur l'acétylation de la tubuline et la neurobiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-NAT9
Remarques/Alias	EBSP ; hNATL ; NAT9
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	26151
GenelD	26151
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-207 du NAT9 humain (NP_056469.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9BTE0
Poids moléculaire protéique	23 kDa
Expédition	Sac de glace