


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Peptides Natriurétiques A Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01160

Numéro d'article: CM0007839



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-peptides natriurétiques A validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA ; réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat. L'immunogène recombinant cible l'hormone cardiaque régulant la pression artérielle, l'équilibre hydrique et le remodelage cardiovasculaire. P01160.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Peptides natriurétiques A mAb de lapin
Remarques/Alias	ANF ; ANP ; CDD ; CDP ; PND ; ATFB6 ; ATRST2 ; CDD-ANF
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4878
GeneID	4878
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-151 des peptides natriurétiques A humains (NP_006163.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01160
Poids moléculaire	16 kDa
Expédition	Sac de glace