


Anticorps Monoclonal Anti-Nav1.5/Scn5A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q14524

Numéro d'article: CM0009314



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Nav1.5/SCN5A de haute qualité, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Spécifique de Nav1.5 humain, essentiel pour la recherche en électrophysiologie cardiaque et le développement de tests de DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Nav1.5/SCN5A
Remarques/Alias	HB1 ; HB2 ; HH1 ; IVF ; VF1 ; HBBB ; ICCD ; LQT3 ; SSS1 ; CDCD2 ; CMD1E ; CMPD2 ; PFHB1 ; Nav1.5
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	6331
ID du gène	6331
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 273 à 357 de Nav1.5/SCN5A humain (NP_000326.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q14524
Poids moléculaire	227 kDa/223 kDa/221 kDa/225 kDa
Expédition	Sac réfrigérant