

Anticorps Polyclonal Anti-Naxe Pour Wb, Elisa - Q8Ncw5

Numéro d'article: CM0015273

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la NAXE humaine (AIBP/APOA1BP). Détecte la NAXE humaine, murine et de rat. Convient pour le WB et l'ELISA. Cible une NAD(P)H-hydrate épimérase mitochondriale impliquée dans l'efflux de cholestérol et la régulation vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NAXE Rabbit pAb
Remarques/Alias	AIBP ; PEBEL ; YJEFN1 ; APOA1BP ; NAXE
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	128240
GeneID	128240
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 48-170 de la NAXE humaine (NP_658985.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NCW5
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace