

Anticorps Polyclonal Anti-Nbeal2 Pour Wb, Elisa - Q6Znj1

Numéro d'article: CM0023962

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NBEAL2 validé pour WB et ELISA sur échantillons humains. Idéal pour étudier la protéine neurobeachin-like 2 dans la thrombopoïèse et le développement des alpha-granules. 303 kDa, UniProt Q6ZNJ1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin anti-NBEAL2
Remarques/Alias	GPS ; BDPLT4 ; NBEAL2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23218
GeneID	23218
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1800-2100 de NBEAL2 humain (NP_055990.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q6ZNJ1
Poids moléculaire de la protéine	303 kDa
Expédition	Sac de glace