


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nbr1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14596

Numéro d'article: CM0030767



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NBR1 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA avec réactivité humaine, murine et de rat. Adaptateur d'autophagie impliqué dans l'immunité innée et l'agrégation protéique. Idéal pour la recherche sur l'autophagie et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NBR1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	IAI3B ; M17S2 ; MIG19 ; 1A1-3B ; NBR1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4077
GeneID	4077
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-85 de NBR1 humain (NP_005890.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14596
Poids moléculaire de la protéine	107 kDa
Expédition	Sac de glace