

Anticorps Monoclonal Anti-Nbs1/Nbn Pour Wb, Ip, Elisa - O60934

Numéro d'article: CM0004434



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre NBS1/NBN humain, validé pour WB, IP, ELISA. La nibrine est un composant du complexe MRN essentiel à la réparation des cassures double-brin de l'ADN et au maintien des télomères.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NBS1/NBN mAb de lapin
Remarques / Alias	ATV; NBS; P95; NBS1; AT-V1; AT-V2; NBS1/NBN
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4683
GeneID	4683
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 655-754 de NBS1/NBN humain (O60934).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O60934
Poids de la protéine	85 kDa
Expédition	Sac de glace