

Anticorps Polyclonal Anti-Nbs1/Nbn Pour Wb, If/Icc, Elisa - O60934

Numéro d'article: CM0027592



Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal de lapin anti-NBS1/NBN (Nibrine), validé pour WB, IF/ICC et ELISA, avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la réparation de l'ADN et l'intégrité des télomères.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NBS1/NBN Rabbit pAb
Remarques / Alias	ATV, NBS, P95, NBS1, AT-V1, AT-V2, NBS1/NBN
Espèce	Humain
ID du gène	4683
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 650 et 750 de la protéine NBS1/NBN humaine (NP_002476.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60934
Poids de la protéine	85 kDa
Expédition	Sac de glace