

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nbs1/Nbn (Validé Par Ko) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O60934

Numéro d'article: CM0017899



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NBS1/NBN (Nibrine) validé par KO. Convient pour WB, IHC-P et ELISA. Reconnaît les protéines humaines, murines et de rat. Cible la réparation de l'ADN et le maintien des télomères. SWISS : O60934.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] pAb de lapin anti-NBS1/NBN
Remarques/Alias	ATV, NBS, P95, NBS1, AT-V1, AT-V2, BN
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	4683
GenelD	4683
Immunogène	Protéine recombinante / protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 520 à 754 de la protéine NBS1/NBN humaine (NP_002476.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine, rat
SWISS	O60934
Poids moléculaire	85 kDa
Expédition	Sac de glace