

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ncald Pour Wb Et Elisa - P61601

Numéro d'article: CM0031026

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la neurocalcine-delta (NCALD) humaine. Convient pour les applications WB et ELISA, avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation calcique et les tissus neuronaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de Lapin NCALD
Remarques/Alias	NCALD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	83988
GeneID	83988
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-193 de la NCALD humaine (NP_114430.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61601
Poids protéique	22kDa
Expédition	Sac de glace