

Anticorps Monoclonal Rabbit Polymab® Anti-Ncam (Cd56) Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P13591 / P1595

Numéro d'article: CM0009762



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre NCAM (CD56) pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat ; convient pour la recherche en neurosciences et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NCAM Rabbit PolymAb®
Remarques/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Espèce	Humain/Souris
ID de gène (Humain)	4684
ID de gène	4684/17967
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-413 de CD56 humain/souris (NP_851996.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13591/P1595
Poids moléculaire	95kDa
Expédition	Sac de glace