

Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Ncam Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P13591

Numéro d'article: CM0003959



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le NCAM humain (CD56, NCAM1), validé pour le Western blot, l'immunohistochimie et l'ELISA. Idéal pour l'étude de l'adhésion neuronale, la croissance des neurites et les mécanismes d'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NCAM Lapin mAb
Remarques/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4684
GeneID	4684
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 758-858 du NCAM humain (NP_000606.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P13591
Poids Protéique	95kDa
Expédition	Sac de glace