

Anticorps Polyclonal Anti-Ncam1/Cd56 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P13591

Numéro d'article: CM0030658



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre NCAM1/CD56 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Essentiel pour la recherche sur l'adhésion neuronale et la neurobiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NCAM1 / CD56 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CD56; NCAM; MSK39; NCAM1 / CD56
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4684
GeneID	4684
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 759-858 de NCAM1 / CD56 humain (NP_851996.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13591
Poids de la protéine	95kDa
Expédition	Sac de glace