

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ncam1/Cd56 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P13591

Numéro d'article: CM0013084



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre NCAM1/CD56 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Reconnaît les homologues de souris et de rat ; adapté aux études sur l'adhésion des cellules neurales, la croissance des neurites et les interactions entre virus et récepteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	NCAM1 / CD56 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CD56; NCAM; MSK39; NCAM1 / CD56
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4684
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 759-858 de NCAM1 / CD56 humain (NP_851996.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P13591
Poids de la protéine	95 kDa
Expédition	Sac de glace