

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ncam/Cd56 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P13595

Numéro d'article: CM0005964



Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin anti-NCAM/CD56 P13595 de CamelBio est validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Il reconnaît les isoformes de NCAM de souris et de rat (67-119 kDa). Idéal pour les études en neuroscience et sur l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NCAM /CD56 mAb de lapin
Remarques / Alias	CD56; Ncam; E-NCAM; NCAM-1; NCAM /CD56
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	17967
GeneID	17967
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-711 de la NCAM /CD56 de souris (NP_001106675.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P13595
Poids de la protéine	67kDa/80kDa/93kDa/119kDa
Expédition	Sac de glace