

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ncaph Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15003

Numéro d'article: CM0025483



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant NCAPH (sous-unité 2 du complexe condensine) pour des applications en WB, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec l'humain. Idéal pour la recherche sur la condensation des chromosomes et le cycle cellulaire. SWISS : Q15003.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NCAPH Rabbit pAb
Remarques/Alias	CAPH; BRRN1; CAP-H; MCPH23; NCAPH
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	23397
ID de gène	23397
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de la NCAPH humaine (NP_056156.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q15003
Poids de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace