


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ncbp2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P52298

Numéro d'article: CM0027239



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NCBP2 validé pour Western blot, immunofluorescence/ICC et ELISA. Détecte la NCBP2 humaine et murine (CBP20), une sous-unité clé du complexe de liaison à la coiffe nucléaire, essentielle à l'épissage, à l'exportation et à la régulation de la traduction des pré-ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NCBP2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CBC2; NIP1; CBP20; PIG55; NCBP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	22916
GeneID	22916
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-156 de la NCBP2 humaine (NP_031388.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P52298
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace