

Anticorps Monoclonal Anti-Ncf4/P40-Phox Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q15080

Numéro d'article: CM0003235



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre l'NCF4/p40-phox humain (Q15080), validé pour WB, IHC-P, IP, ELISA. Adapté à l'étude de la fonction de la NADPH oxydase phagocytaire et de la maladie granulomateuse chronique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NCF4/p40-phox Rabbit mAb
Remarques / Alias	NCF; CGD3; P40PHOX; SH3PXD4; NCF4/p40-phox
Espèce	Humain
GeneID	4689
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 240-339 de l'NCF4/p40-phox humain (Q15080)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	Q15080
Poids moléculaire de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace