

Anticorps Polyclonal Anti-Ncf4/P40-Phox Pour Wb, Elisa - Q15080

Numéro d'article: CM0024308



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre NCF4/p40-phox humain, validé pour Western blot (WB) et ELISA. Détecte le p40-phox endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude du complexe NADPH oxydase dans les cellules phagocytaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NCF4/p40-phox pAb de lapin
Remarques / Alias	NCF; CGD3; P40PHOX; SH3PXD4; NCF4/p40-phox
Espèce	Humain
GeneID	4689
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 à 190 de NCF4/p40-phox humain (NP_038202.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15080
Poids de la protéine	39kDa
Expédition	Sac de glace