

Anticorps Monoclonal Anti-Nck1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16333

Numéro d'article: CM0010320



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-NCK1 validé pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte le NCK1 humain, souris, rat (43kDa, P16333). Cible la protéine adaptatrice SH2/SH3 impliquée dans la signalisation des facteurs de croissance, la régulation de la traduction et la réponse aux dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NCK1 Lapin mAb
Remarques/Alias	NCK; nck-1; NCKalpha; NCK1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4690
GeneID	4690
Immunogène	Peptide Synthétique (Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 du NCK1 humain (P16333))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16333
Poids Protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace