

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nck1 Pour Wb Et Elisa - P16333

Numéro d'article: CM0018253



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant NCK1 (NCKalpha), une protéine adaptatrice SH2/SH3. Adapté pour WB et ELISA ; réaction croisée avec l'homme et la souris. Pour l'étude des voies de signalisation des récepteurs et de la réponse aux dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NCK1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	NCK; nck-1; NCKalpha; NCK1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4690
Identifiant du gène	4690
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 58 à 377 de la protéine NCK1 humaine (NP_006144.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P16333
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sachet de glace