


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nck2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O43639

Numéro d'article: CM0026262



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NCK2 de haute qualité validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte la NCK2 humaine, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation par les facteurs de croissance et la régulation de la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NCK2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GRB4; NCKbeta; NCK2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8440
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 380 de la NCK2 humaine (NP_003572.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43639
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sac de glace