

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nckap1 Pour Wb Et Elisa - Q9Y2A7

Numéro d'article: CM0017213



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NCKAP1 pour WB et ELISA, avec une réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. La cible fait partie du complexe WAVE, qui régule la formation des lamellipodes et la dynamique du cytosquelette d'actine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NCKAP1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HEM2 ; NAP1 ; NAP125 ; p125Nap1 ; NCKAP1
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (humain)	10787
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 250 de NCKAP1 humain (NP_038464.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9Y2A7
Poids moléculaire	129 kDa
Expédition	Poche de glace