


Anticorps Polyclonal Anti-Ncoa1 Pour Wb Et Elisa - Q15788

Numéro d'article: CM0018593



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant NCOA1/SRC1 humain, adapté à la WB et à l'ELISA. Réagit également avec la souris. Idéal pour l'étude de la coactivation des récepteurs nucléaires et du remodelage de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NCOA1 Rabbit pAb
Remarques/alias	SRC1; KAT13A; RIP160; F-SRC-1; bHLHe42; bHLHe74; NCOA1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	8648
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 720-980 de NCOA1 humain (NP_003734.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q15788
Poids moléculaire	157 kDa
Expédition	Poche de glace