

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ncoa3 Pour Wb, Ip, Elisa - Q9Y6Q9

Numéro d'article: CM0021205



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin (pAb) NCOA3 élevé chez le lapin contre le NCOA3 humain. Validé pour WB, IP, ELISA, idéal pour étudier la signalisation des récepteurs nucléaires, le remodelage de la chromatine et la coactivation transcriptionnelle. - Q9Y6Q9

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin NCOA3
Remarques/Alias	ACTR ; AIB1 ; RAC3 ; SRC3 ; pCIP ; AIB-1 ; CTG26 ; SRC-3 ; CAGH16 ; KAT13B ; TNRC14 ; TNRC16 ; TRAM-1 ; bHLHe42 ; NCOA3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8202
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du NCOA3 humain (NP_858045.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9Y6Q9
Poids Moléculaire Protéique	155 kDa
Expédition	Sac de glace