


Anticorps Polyclonal Anti-Ncoa4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13772

Numéro d'article: CM0030442



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le NCOA4 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Pour la recherche sur la ferritinophagie, l'homéostasie du fer et la coactivation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NCOA4 Lapin pAb
Remarques/Alias	RFG, ELE1, PTC3, ARA70, NCOA4
Espèce	Humain
GenelD (humain)	8031
GenelD	8031
Immunogène	Protéine Recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 du NCOA4 humain (NP_005428.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13772
Poids Protéique	70kDa
Expédition	Sac de glace