

Anticorps Polyclonal Anti-Ncoa7 Pour Wb, Elisa - Q8Ni08

Numéro d'article: CM0013520



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NCOA7 de haute qualité validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. NCOA7 est un coactivateur de récepteur nucléaire et un protecteur contre le stress oxydatif, utile dans la recherche sur le cancer et la neurobiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NCOA7 Lapin pAb
Remarques/Alias	ESNA1; TLDC4; ERAP140; NCOA7-AS; Nbla00052; Nbla10993; dj187j11.3; NCOA7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	135112
GeneID	135112
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-90 de NCOA7 humain (NP_861447.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NI08
Poids Protéique	106kDa
Expédition	Sac de glace