


## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ncoa7 Pour Wb, Elisa - Q8Ni08

Numéro d'article: CM0006094



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le NCOA7 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Reconnaît le NCOA7 humain et de souris, un coactivateur de récepteur nucléaire impliqué dans la régulation transcriptionnelle, la protection contre le stress oxydatif et l'inhibition de l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | NCOA7 Lapin mAb                                                                                                               |
| Remarques/Alias     | NCOA7; ERAP140; ESNA1; NCOA7-AS; Nbla00052; Nbla10993; TLDC4; dj187j11.3; coactivateur de récepteur nucléaire 7               |
| Espèce              | Humain                                                                                                                        |
| ID de gène (Humain) | 135112                                                                                                                        |
| ID de gène          | 135112                                                                                                                        |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 777-942 du NCOA7 humain (NP_861447.3). |
| Source              | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie           | Anticorps Monoclonaux                                                                                                         |
| Application         | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Réactivité croisée  | Humain, Souris                                                                                                                |
| SWISS               | Q8NI08                                                                                                                        |
| Poids moléculaire   | 12 kDa/25 kDa/28 kDa/33 kDa/92-106 kDa                                                                                        |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                  |