

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ncor1 Pour Wb - 075376

Numéro d'article: CM0027680



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le corépresseur des récepteurs nucléaires 1 (NCOR1), adapté pour Western blot, immunohistochimie, immunofluorescence et ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la répression transcriptionnelle et la dynamique de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NCOR1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	N-CoR, TRAC1, N-CoR1, hN-CoR, PPP1R109, NCOR1
Espèce	Humain
Identifiant de gène	9611
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 1 à 200 de la NCOR1 humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075376
Poids de la protéine	270 kDa
Expédition	Sac de glace