


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ncor2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y618

Numéro d'article: CM0026617



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le NCOR2 humain (SMRT). Convient pour le WB, l'IHC-P, l'ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier le remodelage de la chromatine et la répression transcriptionnelle médiés par les récepteurs nucléaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin NCOR2
Remarques/Alias	SMRT ; TRAC ; CTG26 ; SMRTE ; TRAC1 ; N-CoR2 ; TNRC14 ; TRAC-1 ; SMAP270 ; SMRTE-tau ; NCOR2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9612
GeneID	9612
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-113 du NCOR2 humain (NP_006303.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y618
Poids moléculaire protéique	274 kDa
Expédition	Sac de glace