

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ncr1 Pour Wb, Elisa - 076036

Numéro d'article: CM0018326



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-humain NCR1 (CD335, NKp46) validé pour WB et ELISA. Reconnaît le récepteur 1 déclencheur de la cytotoxicité naturelle humaine, murin et rat ; idéal pour la recherche en biologie des cellules NK et en immuno-oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-NCR1
Remarques/Alias	LY94 ; CD335 ; NKp46 ; NK-p46 ; NCR1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9437
GeneID	9437
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 151-303 du NCR1 humain (NP_001138929.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	076036
Poids protéique	34 kDa
Expédition	Sac de glace