

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ncr3 Pour Wb, If/Icc, Fc, Elisa - O14931

Numéro d'article: CM0007195



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-NCR3 de haute qualité validé pour WB, IF/ICC, FC (intracellulaire) et ELISA. Cible le récepteur activateur de cytotoxicité naturelle 3 (NKp30/CD337) sur les cellules NK humaines, crucial pour la destruction des cellules tumorales et la maturation des DC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NCR3 mAb Lapin
Remarques/Alias	NCR3; 1C7; CD337; LY117; MALS; NKp30; récepteur activateur de cytotoxicité naturelle 3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	259197
GeneID	259197
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, FC (intra), ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	O14931
Poids Protéique	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
Expédition	Sac de glace