

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ncs1 Pour Wb, Elisa - P62166

Numéro d'article: CM0031081



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la NCS1 humaine, validé pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Adapté aux études sur les capteurs calciques neuronaux, la recherche sur la plasticité synaptique et l'analyse de la signalisation calcique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NCS1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	FLUP; FREQ; NCS1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23413
GeneID	23413
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-190 de la NCS1 humaine (NP_055101.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62166
Poids protéique	22 kDa
Expédition	Sac de glace