

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ncs1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P62166

Numéro d'article: CM0013382



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant NCS1 humain (capteur neuronal du calcium 1, homologue de la fréquénine). Convient aux applications WB, IF/ICC et ELISA ; réagit également avec les protéines de souris et de rat. Poids moléculaire prédit : 22 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NCS1 pAb de lapin
Remarques/Alias	FLUP, FREQ, NCS1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	23413
GenelD	23413
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 190 de NCS1 humain (NP_055101.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P62166
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace